

## +VISIOGEL™ TRAUMA

### Benda ad effetto freddo

**Visiogel™ Trauma** è una benda bielastica fortemente raffreddante per pronto intervento traumatico, di supporto e compressione.

Essa è raccomandata nella gestione in fase acuta dei traumi sportivi, con particolare riferimento alle articolazioni, muscoli, legamenti, tendini ecc.

**Visiogel™ Trauma** è pure indicato come benda di primo intervento in Pronto Soccorso in alternativa al bendaggio fisso tradizionale.

**Per aumentare l'effetto freddo può essere conservata in frigo o borsa ghiaccio prima dell'uso.**



**Visiogel™Trauma** una volta applicata esplica una triplice azione:

Energica e perdurante azione raffreddante;

Antiinfiammatoria grazie alla presenza dell'ossido di zinco;

Dopo asciutta una compressione sovrapponibile a quella delle bende a corta elasticità.

**Inoltre Visiogel™Trauma** forma un gel soffice sulla parte applicata ben tollerato dalla cute, e in presenza di lesione di continuo della cute mantiene detersa e pulita la ferita e ne assicura la gestione in ambiente in umido.



**Visiogel™ Trauma** è facile da usare, si conforma bene all'articolazione grazie alla sua bielasticità e non contiene alcool. Si consiglia dopo l'applicazione di coprirlo con una benda tubolare o con una benda coesiva leggera per evitare di sporcare.

### Indicazioni.

**Visiogel Trauma** è particolarmente raccomandata come benda, ad **effetto freddo**, di supporto e compressione, in tutti i casi di trauma sportivi, incluse contusioni, distorsioni, edema post-traumatici, ematomi ecc.

Può essere usata come benda di primo intervento dopo un evento traumatico o un trauma sportivo. Visiogel Trauma è un prodotto **per uso professionale** e può essere usato anche nel bendaggio funzionale.

## +VISIOGEL™ TRAUMA

Benda ad effetto freddo

### Composizione.

Supporto in viscosa bielastica, gel di idrocolloide e alginato di calcio, ossido di zinco.  
Non contiene alcool.

### Caratteristiche.

**Visiogel Trauma** è una benda bielastica impregnata di Idrocolloide e Alginato di Calcio;

Presenta una buona adesione dei vari strati sulla cute e su se stessi: applicare senza esercitare eccessiva tensione. Il gel di cui è impregnata infatti aderisce leggermente alla cute evitando lo scivolamento del bendaggio;

Dopo applicata coprire con una benda tubolare o con una coesiva leggera per non sporcare l'ambiente circostante;



**Visiogel Trauma si** asciuga entro 3-4 ore e forma uno stivaletto leggero ma compressivo;

E' facile da usare ed è ben tollerata dalla cute grazie alla presenza dell'Alginato (l'Alginato è comunemente usato nella formulazione di molti prodotti cosmetici).

### Controindicazioni.

Tutti quei casi dove l'uso di una benda compressiva è fortemente sconsigliata. Allergie conosciute ai componenti del prodotto.

Codice	Descrizione	Confezione
VIT85	Benda bielastica 8 cm x 5m	10 pezzi
VIT107	Benda bielastica 10 cm x 7m	10 pezzi

Visiocare Srl

L.go Repubblica 7 20854 Vedano al Lambro (MB)

Tel: 0392497852/ Fax. 039 491497 E-mail: info@visiocare.it

website:www.visiocare.it